



the difference is clear

バイタログラフ ハイ・チェッカー

—COPDの早期発見・スクリーニングに—

- ▶ 誰でも簡単に1秒量(FEV1)などの肺機能の主要項目を測定することができます。
- ▶ 電源を入れ、必要事項(年齢・身長・性別)を入力して、あとは吹くだけの簡単測定。
- ▶ 実測値だけではなく、それぞれの項目について、予測標準値に対する%を表示します。
- ▶ 健康管理や体力増進の目安としてお使い頂けます。
- ▶ 複数の患者を対象に測定することを前提にデザインされており、スポーツジム・ヘルスセンターなどでもご利用頂けます。
- ▶ 使い捨ての紙製マウスピースあります。
- ▶ 肺機能測定の専門家でなくても簡単に使用できます。
- ▶ 取り外し式フローヘッドでクリーニングも簡単。
- ▶ 読み取りやすい大型液晶表示。

バイタログラフは肺機能診断・スクリーニング・モニタリング機器のワールド・リーディング・カンパニーです。

半世紀にわたる歴史を持ち、効果的な肺機能ケアやQOL向上に寄与するパイオニアであり続けています。





the difference is clear



製品名：バイタログラフ ハイ・チェッカー

表示項目：1秒量 (FEV1)・6秒量 (FEV6)と対予測値%、
FEV1/FEV6%

測定品質インジケータ(測定の良否判定)：表示機能有

測定精度：±3%未満

測定範囲：0-9.99L

センサー：回転翼式

フロー抵抗：0.15kPa/L/s at 14L/s

電源：単4電池×2

寸法：113×63×48mm

重量：55g

動作温度：17-37°C

カタログ・No.

40263 ハイ・チェッカー

20242 セイフウェイ マウスピース
(200ヶ)

203030 ノーズクリップ(200ヶ)

TAKARA

輸入販売元：宝通商株式会社
メディカル事業部

〒103-0023

東京都中央区日本橋本町4-7-10

Tel 03-3241-3121 Fax 03-3245-0650

Email medical@takara-online.co.jp

www.takara-online.co.jp

